



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  
 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
 COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES

### LISTAGEM DE MATERIAIS DA TOMOGRAFIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS APROVADAS
1	<b>Bolsa plástica</b> em PVC atóxico, com capacidade entre <b>2500 ml e 3000 ml</b> , tampa com rosca na extremidade superior com diâmetro aproximado de 3 a 4 cm, orifício para sustentação da bolsa. Na extremidade inferior com tubo extensor em PVC cristal, com pinça corta fluxo. Uso único, descartável e não estéril. <b>Uso na administração de sulfato de bário com clister opaco e enema.</b>	ALKO-BAG/ALKO ALPHARAD
2	<b>Extensor em PVC</b> atóxico, <b>2 vias, para infusão de contraste, soro e medicação em exames de ressonância magnética e tomografia</b> , que permita suportar injeção de alto fluxo (pressão até 300 psi). Uma das vias com conector luer lock e válvula antirefluxo, e a outra com conector valvulado (sistema fechado de infusão). Medida aproximada de <b>15 cm de comprimento e 2 a 4 mm de diâmetro</b> . Estéril.	PATIENT-SET VL/ALKO BIO-DATA LIGA LIFE
3	<b>Kit extensor</b> para aspiração e injeção de contraste e soro em bomba injetora de duas cabeças na tomografia computadorizada e ressonância magnética ( <b>modelo Optivantage DH/Mallinckrodt</b> ), composto por: dois tubos de aspiração de contraste e soro com aproximadamente 100 cm, câmara, spike perfurante e filtro milipore, tubo para injeção com aproximadamente 150 cm que suporte pressão de até 300 PSI. Descartável, estéril e embalado individualmente.	TRANSFER-FILL/ALKO BIO-DATA
4	<b>Plug de inserção auricular</b> , moldável, de espuma de poliuretano e formato cilíndrico, para uso em exames de ressonância magnética. Não estéril. <b>Uso único</b> . Embalado individualmente aos pares.	QUANTUM FOAM/LIBUS 3M



5	<p><b>Seringa</b> descartável compatível com a <b>bomba infusora Medrad, modelo Spectris Solaris EP SSQK 65/115VS</b> para uso em ressonância magnética. Kit contendo 01 seringa para solução salina, 01 seringa para administração de contraste, 01 ponteira spike pequeno (contraste) e 01 grande (salina), injetor espiralado de baixa pressão de 96° com conector T valvulado de retenção. Estéril.</p>	<p>SPECTRIS SOLARIS SYRINGE KIT (SSQK 65/115VS) ANT HI TECH/ANTMED/ALKO SCW MEDICATH (Modelo: MRI-65/115-A1)</p>
6	<p><b>Seringa</b> descartável de <b>200 ml</b>, vazia, compatível com a <b>bomba injetora do tomógrafo computadorizado, modelo Optivantage DH/Mallinckrodt</b>. Estéril, <b>embalado individualmente</b>. Será exigido o selo de identificação de conformidade INMETRO/OCP na embalagem (Port. nº 503 de 29/12/2011).</p>	<p>MALLINCKRODT BIO-DATA (CT 9000) ANTMED/ALKO SCW MEDICATH (Modelo: CT 200-B1)</p>

